

■短冊の部分編集 ※アドバンス版の機能です

※アプリの短冊はそれぞれ1枚の画像データです。短冊の部分編集は、画像データをマスキングし、新たなテキストや画像を貼り付けることによって変更します。

●短冊編集画面に移動する

■メニュー作成画面から移動する →編集する短冊の【編集】ボタンを選択する



■メニューリストから移動する →編集する短冊の【編集】ボタンを選択する



●短冊編集画面 →【編集】ボタン選択で編集開始。【消去】で編集内容を全て元通り。



●補綴分類の部分編集

■マスキング・カラーを選択する →マスキング枠をクリックする



■テキストを入力し書式設定する →テキスト欄を選択しキー入力する



●書式設定する

→書式設定は、プルダウンメニュー「書式」からフォント、サイズ、スタイル、テキスト配置、行間、文字色等、すべて自由に設定できます。

※「ごらんください」フォルダに追加できるフォントがあります。それぞれのフォントファイルをダブルクリックするとパソコンにインストールできます。




●種類・主材質欄の部分編集

■マスキング・カラーを選択する →マスキング枠をクリック



■テキストを入力し書式設定する →各テキスト欄を選択しキー入力する



→入力後、テキスト範囲を選択し、書式メニューから好みの書式を設定する。

●特長欄の部分編集

■マスキング・ブロックを選択する →【特徴欄編集】枠をクリック



→特徴欄ブロックの番号をプルダウンメニューから指定し、最適なマスキング・ブロックを選択する。

■テキスト欄を入力し書式設定

→テキスト欄を選択しキー入力する
→テキストの上下の位置は、必要に応じて改行を繰り返して確定する
→書式も自由に設定できます。



●画像挿入欄の部分編集

■画像を挿入する ※推奨画像サイズは、幅 1054 × 高さ最大 2352 px 150 ppi 以内



●画像1

→画像挿入1は、ファイル形式 (JPG、PNG 他) のファイルを取り込みます。特徴欄の上揃えで表示されます。
※幅 1054 px で最適
※自動的に縮小で表示


●画像2

→画像挿入2は、ファイル形式 (JPG、PNG 他) のファイルを取り込みます。特徴欄の下揃えで表示されます。
※幅 1054 px で最適
※自動的に縮小で表示

■短冊画像を流用する ※流用したい画像の短冊を【複製】し、ファイル名を変更する。

オススメ：複製してから編集する

→短冊を編集する場合は、複製しファイル名を変えてから編集を開始することをお勧めします。つまり、元の短冊を残したまま追加するのです。



注意) ファイル名を変更する

→複製前の短冊とほぼ同じ短冊であれば、同じファイル名の後に区別をつける文字を付け足すと選択リストのとなりに表示されます。
→画像の流用だけで、複製前の短冊と異なる場合、新たな短冊番号をファイル名としてもいい。
注意) カテゴリの確認もお忘れ無く

●比較評価欄の部分編集

■記号や星の数を選択する →マウス操作だけで変更できます

▼クラウン・インレーの比較項目（最上段の空欄は、デンチャーの比較項目用）

治療できる歯	前歯 奥歯	△ ○	△ ○
見た目の自然さ	★★★★★	5	5
変色しにくさ	★★★★★	5	5
擦り減りにくさ	★★★★	4	4
体にやさしい	★★★	3	3

★プルダウンの
選択入力項目

→マウス操作だけで
簡単に変更できます。

▼デンチャー・インプラントの比較項目


丈夫さ	★★★★★	5
快適さ	★★★★★	5
熱の伝わり	★★★★★	5
からだへの優しさ	★★★★	4
食べ物の味わい	★★★★	3.5
軽さ	★★★	3
トータル評価	★★★★★	4.5

■星の数は、標準で3つ

→歯の治療メニューでは、比較表示として星の数は標準で3つです。

そのままお使いいただいても結構ですし、Menu321 のアプリをご利用の際などは特に3案の違い（価格や材質、快適性等）を見た目にもわかりやすく5つ星で伝えることができます。

③
○
△
×
—
1
2
3
4
5
1.5
2.5
3.5
4.5
設計による



もう一度、確認しましょう。

■カテゴリ欄

→カテゴリ欄は、メニュー選択リストに表示させる短冊の検索キーワードです。メニュー作成時に効率よく作業ができるように間違いないようお願いします。

■ファイル名欄

→ファイル名は、メニュー選択リストに表示する際の並び順ソートとなります。並べて表示させたい場合は、同じ名称がおすすです。

■元の画面に戻る

→メニューリストの【編集】ボタンを選択して編集画面で作業した場合などは【リストに戻る】ボタンを選択します。

→歯の治療メニューに戻りたい場合は、【歯の治療メニュー】グリーンボタンを、入れ歯のメニューに戻りたい場合はピンクのボタンを選択します。

Category	Crown	白歯	ID	538
Menu_No	999	Check	☒	
Price_1				
Price_2				
Price_3				
ファイル名	C_101_m			
ファイルパス	Z R-B			
複製		削除		
リストに戻る 歯の治療メニュー 入れ歯のメニュー				

●複製編集後の選択エリア

■編集画面から元の作成画面に戻る

→メニュー選択リストで並べて表示したかったので、ファイル名を少し変えただけで、元の画面（歯の治療メニュー）に戻って確認した。



新規	印刷	PDF	3案	2案	1 初期画面
←メニュー選択			⇒パターン登録・編集		
Crown			白歯	基本設定	Color
C_101_m	白いクラウン	選択 1	Crown	白歯	999
☒	保険外(ハイグレードタイプ)	Z R-B			
	セラミックス/ジルコニア				
編集	659				
C_101_m_複	白いかぶせもの	選択 2	Crown	白歯	999
☒	保険適用外	ジルコニア			
	セラミックス				
編集有	2				