▼操作手順:【iPad】の場合

※注意)

▼初めてインポート作業をする場合は、◎1)の手順から始めます。
 ▼過去に一度でも、追加インポートダウンロードを行った場合は、
 まず、以下の●~④の事前準備をおすませください。

■事前準備:過去のインポート用ファイルを削除する

 ●ダウンロードする前に、まず、FileMaker Go を起動させます。
 ※下図は、歴代の FileMaker Go 16, 18, 19, 2023 のアプリのアイ コンです。以下の解説は、FileMaker Go 16 で案内します。
 ※ iPad にインストールされているアイコンでお考えください。



2起動後、

- Go16は、【デバイス】ボタンを選択します。
 Go18, 19は【マイ App】ボタンを選択します。
- Menu_inport_xx.fmp12ファイルがあれば、 チェックアイコンを選択します。



③ [_Menu_inport_xx.fmp12] ファイルがあれば選択し③【削除】④します。



④ [_Menu_inport_xx.fmp12] ファイルが無いことを確認して、追加
 インポート作業を始めます。

Û Û					終了
			FileMaker		
-	Menu321_v3 2022/09/15	_MenuMaker_v3 2021/08/23			
		└ 最近使った項目	📃 न्रानत्र	مح⊬ []	

※以上は、FileMaker Go 16 のアイコンと画面で説明しました。

※事前準備は、ここまでです。



◎ iPad で初めてインポートする場合の作業手順

▼以下は、

FileMaker Go 19のアイコンと画面で説明します。

まず、インポート用ファイルのダウンロードを行います。
 公式 Web サイトのユーザーサポートコーナーから、今回のジルコニア名称改訂欄の「非圧縮ファイル」の【ダウンロード】ボタンを選択します。



2) ダウンロードしたあと「次で開く」を選択して、開くアプリと して [FileMaker Go 19] を選択します。

2022.05	<u>ダウンロード</u> (234KB)	<u>ダウンロード</u> (446	KB)	
<u>チタン(ミリング)FP_32</u> 2022.08	<u>ダウンロード</u> (779KB)	_Menu_inport_xx(ZRnew) FileMaker Database File - 7.3 ME	3	
<u>ジルコニア名称改訂 ZR-B.E.M.C</u> 2022.09	<u>ダウンロード</u> (5.4MB)	AirDrot FileMaker Go 19	×-1L	ĸ
77-	イルをダウンロードして、アプリにイ 詳しくは、下記をごらんくだ	ダウンロード フォルダを開く	\mathbf{F}	
			2	
▽注意事項: ●アプリフォルダ内に、以前ダウンロードし	"ファイル"に保存		する	
か、同名の新しいダウンロードファイルで」 ●「ダウンロード」を選択する時は、そのま	タグを追加	\bigcirc		
●新しくダウンロードするファイル名は、[_Menu_inport_xx(追加短冊名 ドフォルダ内で解凍し、そのままダウンロードフォルダに置いておきます。 *詳しくは、次の操作手順をごらんください。 なお、追加メニュー欄のリンクは、追加短冊のサンブルをダウンロードして		Keep に保存		— —
		Share to Notability	Ø	
Menu_inport_xx(ZF	new).fmp12	次で開く ×		
▼操作手順: Winc 💧 Google ドライブ		インストール		

※アイコンリストの中に [FileMaker Go 19] が表示されていなけれ ば、次の図に示すように「その他」のアイコンを選択し、App リス トの中から [FileMaker Go 19] を探して選択します。



3) 追加短冊が登録されたインポートファイルが開き、メニューリ ストが表示されます。次に【操作】ボタン〇をタップします。



4)保存するファイル名を変更するために、「名前を付けて保存」を 選択し<操作:名前を付けて保存/送信から<データベースを選択 します。



5) 名前を「(ZRnew)」を消去して「_Menu_inport_xx」として、 【続行】ボタンをタップします。



6)保存先の選択で、「FileMaker Go に保存」を選択します。



7)「マイ App」ウインドウには、iPad 上にある現在使用中のアプ リ【Menu321】【MenuMaker】をタップして起動します。



8) アプリの起動後、【操作】ボタン〇から「スクリプト」を選択し、 スクリプトメニューから「個別データインポート」を選択します。



9) 個別データインポートの【インポート】ボタンをタップします。



10) インポートが完了すると「メニューリスト」 画面で表示されます。 【初期画面】 ボタンで、アプリの起動画面に戻ります。



参考)ZR名称の短冊をインポートしたあと継続して、旧名称短冊を 省略または削除をすることができます。

継続して作業を行う場合は、別途資料の下記項目をご参照ください。 □ 3:旧名称短冊を省略・削除するためのリスト画面操作方法 ※別途資料ダウンロード:https://www.menu321.com/pdf/ZR_Update_2022.pdf

Menu \Xi

YouTube 動画解説

1:アプリ基本操作(Standard・Advanced共通)	<u>動画</u> (約12分)
2:アプリ・アドバンス版の編集操作	<u>動画</u> (約7分)
3:アプリ・インストールについて	<u>動画</u> (約16分)
4:PDF版・動画解説(ユーザーズガイド参照)	<u>動画</u> (約10分)
5:コンビニで印刷する方法(一般情報を紹介)	<u>動画</u> (約16分)

その他の資料リンク

1:ユーザーズガイド(アプリ版用)	<u>PDF (A4, 8p)</u>
ユーザーズガイド(PDF版用)	<u>PDF (A4, 8p)</u>
2:追加短冊ファイル・ダウンロードはこちら…	ユーザーサポートページへ
3:追加短冊ファイルインポート作業用マニュアル	ZR短冊用マニュアルと共通
4:アプリ【Menu321_v2】「説明シート6種」	<u>PDF(チラシ/A4)</u>
5:PDF_A3版<テンプレート>クラウン4種	PDF_A3<テンプレート>
6:PDF_A3版<テンプレート>デンチャー4種	PDF_A3<テンプレート>
NEW:新バージョン【Menu321_v5】同意書・保証書機能付	<u>PDF_A4(専用申込書付)</u>

■【MenuMaker】&【Menu321】使用環境等:2024/04/16

◆開発アプリケーション:FileMaker Pro

本ツールは、FileMaker Pro 対応ドキュメントとしてご提供しています。

通常、Windows版、Mac版のご注文には、FileMaker Proを必要としないランタイム版でお届けしています。 iPad版をご利用の場合は、事前にApp Storeで《FileMaker Go》のインストール(無料)をお願いします。

◆使用環境条件:対応os

◎Windows 64bit版: Windows 11, 10, 8, 7 (Service Pack1)
 ◎Windows 32bit版: Windows 8, 7, Vista (SP2), XP (SP3)
 ◎macOS 12対応版: v13, v12, v11, v10.15, v10.14, v10.13, v10.12
 ◎MacOS X 10対応版: v10.11, v10.10, v10.9, v10.8
 ◎iOS : iPad版 (FileMaker Go 使用)



*2024/04/16 現在のアプリ無償インストールは、FileMaker Go 2023, 19

*FileMaker Pro, FileMaker Go は、Claris International社の登録商標です。 *Microsoft Windows は、米Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。 *Macintosh, iOS は、米Apple Computer社の米国及びその他の国における登録商標です。 *Adobe Acrobat ReaderはAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の商標です。

	menu32 歯の治療メニュー	I.COM 制作室
Α	dd_	Strips
追	加短冊·	インポートファイル

■ユーザー・サポート・コーナー(2024/03/06 現在)

追加短冊	圧縮ファイル	非圧縮ファイル
<u>全インボートファイル</u> まとめ ~2017.12	<u>ダウンロード</u> (8.32MB)	<u>ダウンロード</u> (14.94MB)
<u>保険対応/CADCAM</u> 2018.04	<u>ダウンロード</u> (228KB)	<u>ダウンロード(540KB)</u>
<u>ヒューマンブリッジ</u> 2019.08	<u>ダウンロード</u> (341KB)	<u>ダウンロード</u> (634KB)
<u>ピーククラウン2種</u> 2020.06	<u>ダウンロード</u> (413KB)	<u>ダウンロード</u> (656KB)
<u>ペックコア</u> 2020.06	<u>ダウンロード</u> (213KB)	<u>ダウンロード</u> (420KB)
<u>保険適用チタンC_904</u> 2020.08	<u>ダウンロード</u> (209KB)	<u>ダウンロード</u> (420KB)
<u>保険CADCAM C_903fm</u> 2020.09	<u>ダウンロード</u> (242KB)	<u>ダウンロード</u> (452KB)
<u>保険CADCAMインレー I_903</u> 2022.04	<u>ダウンロード</u> (236KB)	<u>ダウンロード</u> (451KB)
<u>保険レジン前装チタン冠 C 905</u> 2022.05	<u>ダウンロード</u> (234KB)	<u>ダウンロード</u> (446KB)
<u>チタン(ミリング)FP_32</u> 2022.08	<u>ダウンロード</u> (779KB)	<u>ダウンロード</u> (1.2MB)
<u>ジルコニア名称改訂 ZR-B, E, M, C</u> 2022.09 <u>アップデート操作マニュアル</u> ▼Ver.9/19	<u>ダウンロード</u> (5.4MB)	<u>ダウンロード</u> (7.3MB)
保険CAD/CAM冠PEEKC_906_m 2024.03	<u>ダウンロード</u> (202KB)	<u>ダウンロード</u> (426KB)
ファイルをダウン	ロードして、アプリにインポートし	ます。