【Menu321】 旧アプリ・パターン登録データを、新アプリに更新する方法

1) 旧アプリの全バックアップし、バックアップ・ファイルをコピーします。

①旧アプリを起動し「スクリプト」メニューの「全バックアップ」を選択し、アプリを終了します。
※起動方法は、Win ファイル名「_Menu321.exe」、Mac ファイル名「_Menu321.app」を「開く」。

🔹 _Menu321 ファイル 編集 表示 書式	スクリプト ウインドウ	レコード
	対象レコード削除	% 1
	ー 全パックアップ_to Menu321_BU	第 2 ● メッセージ
	検索バックアップ_to Menu321_BU	*3
	パターンバックアップ_Menu321_pattern	88 4 バックアップを作成します。
	BU データインポート_from Menu321_BU.fmp12	* 5
	BUパターンインポート_from Menu321_BU.fmp12	* 6
	BU データインポート_from MenuMaker_BU.fmp12	%7 キャンセル OK
	個別データインポート_from Menu_inport_xx.fmp12	# 8
XX 7	個別パターンインポート_from_Menu321_pattern.fmp12	* 9
Wa	ユーザー登録_from Menu321_User_xx.fmp12	ж 0 ● ×ッセージ
	リンク_ユーザーズガイド_PDF	
	リンク_短冊一覧_PDF	バックアップを完了しました。
	リンク_メニュー制作室 Web サイト	
菌の治療	人れと	
×=1-		
	メニューリスト	ОК

②旧アプリ「Menu321」のフォルダにバックアップ・ファイルが保存されています。
バックアップ・ファイル名は、「_Menu321_BU.fmp12」です。
→バックアップファイルを右クリックし「コピー」を選択します。

- ③新アプリの「Menu321_v2」のフォルダ内に、バックアップ・ファイルを貼り付けます。 「貼り付け」方法は、アプリのフォルダを開いて「編集」メニューから「貼り付け」を選択する
- か、フォルダ内で右クリックしプルダウンメニューから「貼り付け」を選択します。 ※Windows か Mac かによって、アプリのフォルダ内のファイル構成は異なります。

2)新アプリを起動し、旧バックアップファイルからパターンデータを更新します。

①新アプリを起動し、「スクリプト」メニューの「BU パターンインポート」を選択します。



②Menu321 パターンインポート【OK】します。



③パターンのインポート方法を選択します。

● ● ● パターンのインポート方法について					
保存されているパターンを消去してから、BUパターンをインポートしま	すか?				
1)消去する…既存データを消去して、BUパターンのみインポートする。 2)追加する…既存パターンに、BUパターンを追加してインポートする。					
2) 追加する 1) 消去する キャン	ノセル				

※新規アプリに更新する場合は、「2)追加する」でOKです。

④クラウンパターンの追加インポートで「実行する」を選択します。

	クラウンパターンの追加インポート		◎ ● パターン・インポート完了		
クラウン系	パターンのインポート		クラウン・パタ	ーンのインポートを完了しました。	
現在、保存a BU ファイル	されているパターンに追加して、 ›から、新しくパターンをインポートします。		_		ОК
	実行する	キャンセル			

⑤同様に、デンチャーパターンの追加インポートで「実行する」を選択します。 ※不要な場合は、「キャンセル」を選択します。

⑥以上で、完了です。

	完了のお知らせ	
パターン・インポートを終了し	<i>、</i> ます。	
		UK

歯の治療メニュー制作室